

90型啤酒花颗粒 (标准颗粒)



Try Our Hops:
Brand: green products Kiermeier
www.lupulinexchange.com



green products GmbH
Oberumelsdorf 55
D-93354 Siegenburg

电话 +49 (0) 94 44 / 97 76 13
传真 +49 (0) 94 44 / 97 76 16

www.green-products-hops.com
info@green-products-hops.de

描述

90型啤酒花，颗粒在麦芽汁煮沸期间加入以增加成品啤酒相应的苦味和啤酒花的香气。和原始啤酒花的成分一样，质量，效率要高于原始酒花。与原始啤酒花相比，存储更方便，运输和存储成本更低。

包装

将酒花粒料在真空或充气情况下包装在复合膜中（用铝箔隔开）

包装单位： 2 - 20公斤根据客户要求
90公斤和140公斤复合膜

产品规格

描述： 圆柱形可倾倒颗粒，由干燥过的啤酒花制成
质地： 外形小巧，可破碎成粉末
颜色： 橄榄绿色（视类型而定）
 α -酸： 1 - 22%（取决于啤酒花类型和年份）
 β -酸： 1 - 15%（取决于啤酒花类型和年份）
啤酒花油： 1 - 4%的产品（取决于啤酒花类型和年份）
含水量： 7 - 10%

质量保证

绿色产品是通过DIN EN ISO 9001认证，并符合（HACCP）国际公认食品安全管理体系



90型啤酒花颗粒 (标准颗粒)



green products GmbH
Oberumelsdorf 55
D-93354 Siegenburg

电话 +49 (0) 94 44 / 97 76 13
传真 +49 (0) 94 44 / 97 76 16

www.green-products-hops.com
info@green-products-hops.de

储存和耐用性

90型颗粒应在低于5° C的温度下储存并在3年内用完。 开封后应在几天内用完因为发生降解反应。

Analytics (分析)

α -酸和 β -酸的含量:

- IOB法规6.4 (α 酸)
- EBC法规7.5 (α 酸)
- 分光光度法ASBC
- 使用具有当前ICE标准的HPLC, EBC规定7.7, IOB规则6.5或方法ASBC啤酒花 - 14 (α 和 β 酸)

啤酒花油含量:

- EBC方法7.10
- ASBC方法Hops - 13

